



SILICONE EAR PLUGS

USER INSTRUCTIONS & CARE GUIDE

Storage advice: Store in cool, dry place.

This product complies to the General Product Safety Directive (2001/95/EC) and EN 352-2:2020.
This product is not considered as a personal protective equipment.

FITTING INSTRUCTIONS



- Fit one ear plug at a time.
- Before fitting, dry hands and ears.
- In your hands, roll the ear plug into a stretched oval shape.
- Hold the top of the ear and pull gently upwards and outwards to open the ear canal.
- Place the end of the ear plug into your ear.
- Press down and hold your finger or thumb over the ear plug for 10-15 seconds, until it flattens and moulds to form a snug seal.
- This fitting process will need to be repeated for each use.
- If the ear plug is too big, remove a small piece and repeat the fitting process.

SAFETY WARNINGS & RECOMMENDATIONS

- If you experience excessive pressure on the ear drum, then remove the ear plug and repeat fitting process.
- Use ear plugs only as instructed. If the ear plug is made too small, the ear plug can become lodged in the ear and cause harm.
- Ear plugs should be kept out of the reach of small children. If being used by children, they should be supervised by an adult. Swallowing, or inserting into the nose, could interfere with breathing and result in serious injury.
- Avoid inserting the ear plugs too far into the ear because they could become difficult to remove.
- Dispose of the ear plugs if they start to break up or disintegrate.
- The ear plugs are reusable, so to keep them clean and increase their longevity, wash regularly with warm water and allow to dry before reusing.
- Although reusable, please replace ear plugs regularly to avoid irritation or infection.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



- Insérez un bouchon d'oreille à la fois.
- Séchez-vous les mains et les oreilles avant l'insertion.
- Roulez le bouchon dans vos mains pour lui donner une forme ovale étirée.
- Tenez la partie supérieure de l'oreille en tirant légèrement vers le haut et l'extérieur pour ouvrir le conduit auditif.
- Placez l'extrémité du bouchon dans l'oreille.
- Appuyez sur le bouchon avec le doigt ou le pouce pendant 10 à 15 secondes, jusqu'à ce qu'il s'aplatisse et se façonne pour former un joint hermétique.
- Ce processus d'insertion devra être répété à chaque utilisation.
- Si le bouchon d'oreille est trop gros, retirez un petit morceau et répétez le processus d'insertion.

SAFETY WARNINGS & RECOMMENDATIONS

- Si vous ressentez une pression excessive sur le tympan, retirez le bouchon et répétez le processus d'insertion.
- Utilisez uniquement les bouchons d'oreilles conformément aux consignes. Si le bouchon d'oreille est trop petit, il peut se coincer dans l'oreille et l'endommager.
- Les bouchons d'oreilles doivent être gardés hors de portée des jeunes enfants. Leur utilisation par des enfants doit se faire sous La surveillance d'un adulte. Leur ingestion ou leur insertion dans le nez peuvent entraîner des problèmes de respiration et des blessures graves.
- Évitez d'insérer les bouchons d'oreilles trop profondément dans l'oreille car leur retrait pourrait être difficile.
- Jetez les bouchons d'oreilles s'ils commencent à s'abimer ou à se désintégrer.
- Les bouchons d'oreilles sont réutilisables, alors pour préserver leur propriété et augmenter leur durée de vie, lavez-les régulièrement avec de l'eau chaude en les laissant sécher avant de les réutiliser.
- Bien qu'ils soient réutilisables, veuillez remplacer les bouchons d'oreilles régulièrement pour éviter les irritations ou les infections.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



- Póngase un tapón para el oído a la vez.
- Antes de ajustarlo, séquese las manos y las orejas.
- En las manos, enrolle el tapón para el oído en una forma ovalada y alargada.
- Sujete la parte superior de la oreja y tire suavemente hacia arriba y hacia afuera para abrir el canal auditivo.
- Coloque el extremo del tapón para el oído.
- Presione hacia abajo y sostenga el dedo o pulgar sobre el tapón para el oído durante 10-15 segundos, hasta que se aptane y se moldee para formar un sellado ajustado.
- Este proceso de ajuste deberá repetirse para cada uso.
- Si el tapón para el oído es demasiado grande, retire una parte pequeña y repita el proceso de ajuste.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

- Si experimenta una presión excesiva sobre el tímpano, retire el tapón para el oído y repita el proceso de ajuste.
- Use tapones para el oído solo según las instrucciones. Si el tapón para el oído se hace demasiado pequeño, puede quedarse atrapado en el oído y causar daños.
- Los tapones para el oído deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños. Si los niños los usan, deben estar supervisados por un adulto. La ingestión o la inserción en la nariz pueden interferir con la respiración y provocar lesiones graves.
- Evite insertar los tapones para los oídos demasiado en el oído, porque podrían ser difíciles de quitar.
- Deseche los tapones para los oídos si comienzan a romperse o desintegrarse.
- Los tapones auditivos son reutilizables, por lo que para mantenerlos limpios y aumentar su longevidad, láveles regularmente con agua tibia y déjelos secar antes de volver a usarlos.
- Aunque son reutilizables, reemplace los tapones para los oídos con regularidad para evitar irritaciones o infecciones.

ANWENDUNGSANLEITUNG



- Setzen Sie die Gehörschutzstöpsel nacheinander ein.
- Trocknen Sie vor dem Einsetzen Hände und Ohren.
- Rollen Sie den Gehörschutzstöpsel in der Hand zu einer länglichen, ovalen Form.
- Halten Sie die Spitze Ihres Ohres fest und ziehen Sie es vorsichtig nach oben und außen, um den Gehörgang zu öffnen.
- Setzen Sie das Ende Ihres Gehörschutzstöpsels in Ihr Ohr ein.
- Drücken Sie mit Ihrem Finger oder Daumen 10-15 Sekunden lang auf den Gehörschutzstöpsel, bis er flach wird und sich zu einer angenehmen Versiegelung formt.
- Dieser Einsetzvorgang muss bei jedem Gebrauch wiederholt werden.
- Wenn der Gehörschutzstöpsel zu groß ist, entfernen Sie ein kleines Stück und wiederholen Sie den Einsetzvorgang.

SICHERHEITSWARNUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

- Falls Sie einen zu hohen Druck auf das Trommelfell spüren, entfernen Sie bitte den Gehörschutzstöpsel und wiederholen Sie den Einsetzvorgang.
- Benutzen Sie die Gehörschutzstöpsel nur nach Anweisung. Falls der Stöpsel zu klein geworden ist, kann er sich im Ohr festsetzen und Schäden verursachen.
- Gehörschutzstöpsel bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls sie von Kindern verwendet werden sollen, sollten diese von einem Erwachsenen überwacht werden. Falls der Stöpsel verschluckt oder in die Nase eingeführt werden, kann dies die Atmung beeinträchtigen und zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie es, die Gehörschutzstöpsel zu weit ins Ohr einzuführen, da sie dann schwierig zu entfernen sind.

INSTRUCTIES VOOR HET INBRENGEN



- Plaats één oordopje tegelijk.
- Droog je handen en oren voordat je de oordopjes inbrengt.
- Rol het oordopje in je handen in een uitgerekte ovale vorm.
- Houd de bovenkant van het oor vast en trek voorzichtig omhoog en naar buiten om de gehoorgang te openen.
- Plaats het uiteinde van het oordopje in je oor.
- Druk naar beneden en houd je vinger of duim 10-15 seconden op het oordopje totdat het plat wordt en een goede afsluiting vormt.
7. Dit inbrengproces moet voor elk gebruik herhaald worden.
- Als het oordopje te groot is, verwijder dan een klein stukje en herhaal het inbrengproces.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN & AANBEVELINGEN

- Als je overmatige druk op het trommelflies ervaart, verwijder dan het oordopje en herhaal het inbrengproces.
- Gebruik de oordopjes alleen zoals voorgeschreven. Als het oordopje te klein is gemaakt, kan het oordopje in het oor vast komen te zitten en schade veroorzaken.
- Houd oordopjes buiten het bereik van kleine kinderen. Als ze door kinderen worden gebruikt, moeten ze onder toezicht van een volwassene staan. Insluikken of in de neus steken kan deademhaling belemmeren en ernstig letsel veroorzaken.
- Vermijd het te ver inbrengen van de oordopjes in het oor omdat ze moeilijk te verwijderen kunnen zijn.
 - Gooi de oordopjes weg als ze beginnen te breken of te disintegreren.
- De oordopjes zijn herbruikbaar, dus houd ze schoon en verleng hunlevensduur door ze regelmatig te wassen met warm water en te laten drogen voordat je ze opnieuw gebruikt.
- Hoewel herbruikbaar, vervang oordopjes regelmatig om irritatie of infectie te voorkomen.

Distributed by:
Mendota Merchants LLC
8 The Green, Suite 7347
Dover, DE 19901






SILICONE EAR PLUGS

USER INSTRUCTIONS & CARE GUIDE

Storage advice: Store in cool, dry place.

This product complies to the General Product Safety Directive (2001/95/EC) and EN 352-2:2020.

This product is not considered as a personal protective equipment.

FITTING INSTRUCTIONS



- Fit one ear plug at a time.
- Before fitting, dry hands and ears.
- In your hands, roll the ear plug into a stretched oval shape.
- Hold the top of the ear and pull gently upwards and outwards to open the ear canal.
- Place the end of the ear plug into your ear.
- Press down and hold your finger or thumb over the ear plug for 10-15 seconds, until it flattens and moulds to form a snug seal.
- This fitting process will need to be repeated for each ear.
- If the ear plug is too big, remove a small piece and repeat the fitting process.

SAFETY WARNINGS & RECOMMENDATIONS

- If you experience excessive pressure on the ear drum, then remove the ear plug and repeat fitting process.
- Use ear plugs only as instructed. If the ear plug is made too small, the ear plug can become lodged in the ear and cause harm.
- Ear plugs should be kept out of the reach of small children. If being used by children, they should be supervised by an adult. Swallowing, or inserting into the nose, could interfere with breathing and result in serious injury.
- Avoid inserting the ear plugs too far into the ear because they could become difficult to remove.
- Dispose of the ear plugs if they start to break up or disintegrate.
- The ear plugs are reusable, so to keep them clean and increase their longevity, wash regularly with warm water and allow to dry before reusing.
- Although reusable, please replace ear plugs regularly to avoid irritation or infection.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



- Insérez un bouchon d'oreille à la fois.
- Séchez-vous les mains et les oreilles avant l'insertion.
- Roulez le bouchon dans vos mains pour lui donner une forme ovale étirée.
- Tenez la partie supérieure de l'oreille en tirant légèrement vers le haut et l'extérieur pour ouvrir le conduit auditif.
- Placez l'extrémité du bouchon dans l'oreille.
- Appuyez sur le bouchon avec le doigt ou le pouce pendant 10 à 15 secondes, jusqu'à ce qu'il s'aplatisse et se façonne pour former un joint hermétique.
- Ce processus d'insertion devra être répété à chaque utilisation.
- Si le bouchon d'oreille est trop gros, retirez un petit morceau et répétez le processus d'insertion.

SAFETY WARNINGS & RECOMMENDATIONS

- Si vous ressentez une pression excessive sur le tympan, retirez le bouchon et répétez le processus d'insertion.
- Utilisez uniquement les bouchons d'oreilles conformément aux consignes. Si le bouchon d'oreille est trop petit, il peut se coincer dans l'oreille et l'endommager.
- Les bouchons d'oreilles doivent être gardés hors de portée des jeunes enfants. Leur utilisation par des enfants doit se faire sous La surveillance d'un adulte. Leur ingestion ou leur insertion dans le nez peuvent entraîner des problèmes de respiration et des blessures graves.
- Évitez d'insérer les bouchons d'oreilles trop profondément dans l'oreille car leur retrait pourrait être difficile.
- Jetez les bouchons d'oreilles s'ils commencent à s'abîmer ou à se désintégrer.
- Les bouchons d'oreilles sont réutilisables, alors pour préserver leur propriété et augmenter leur durée de vie, lavez-les régulièrement avec de l'eau chaude en les laissant sécher avant de les réutiliser.
- Bien qu'ils soient réutilisables, veuillez remplacer les bouchons d'oreilles régulièrement pour éviter les irritations ou les infections.

ISTRUZIONI D'USO



- Applica un tappo per le orecchie alla volta
- Prima di applicare il tappo, asciuga le mani e le orecchie.
- Modella con le mani il tappo per le orecchie fino a conferigli una forma ovale allungata.
- Afferra la parte superiore dell'orecchio e tirala delicatamente verso l'alto e l'esterno per aprire il condotto auditivo.
- Inserisci [estremità del tappo nell'orecchio.
- Premi verso il basso e tieni il dito o il pollice sul tappo per 10-15 secondi finché non si appiattisce e forma un sigillo aderente.
- Questo processo di adattamento dovrà essere ripetuto ogni volta che usi un tappo.
- Se il tappo è troppo grande, rimuovine un piccolo pezzo e ripeti la procedura di applicazione.

AVVERTENZE E CONSIGLI SULLA SICUREZZA

- Se avverti una pressione eccessiva sul timpano, rimuovi il tappo e ripeti la procedura di applicazione.
- Utilizzare i tappi per le orecchie solo come indicato. Se il tappo è troppo piccolo, può incrinarsi nell'orecchio e provocare lesioni.
- I tappi per le orecchie devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Se usati dai bambini, questi dovrebbero solo essere supervisionati da un adulto. La deglutizione o l'inserimento nel naso potrebbe interferire con la respirazione e provocare gravi lesioni.
- Evitare di inserire i tappi troppo all'interno delle orecchie perché potrebbero essere difficili da rimuovere.
- Buttare via i tappi per le orecchie se iniziano a rompersi o sfidarsi.
- I tappi per le orecchie sono riutilizzabili, quindi per mantenerli puliti e aumentarne la durata, lavali regolarmente con acqua tiepida e lasciali asciugare prima di riutilizzarli.
- Sebbene siano riutilizzabili, ti preghiamo di sostituire regolarmente i tappi per le orecchie per evitare irritazioni o infezioni.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



- Póngase un tapón para el oído a la vez.
- Antes de ajustarlo, séquese las manos y las orejas.
- En las manos, enrolle el tapón para el oído en una forma ovalada y alargada.
- Sujete la parte superior de la oreja y tire suavemente hacia arriba y hacia afuera para abrir el canal auditivo.
- Coloque el extremo del tapón para el oído.
- Presione hacia abajo y sostenga el dedo o pulgar sobre el tapón para el oído durante 10-15 segundos, hasta que se aptane y se moldee para formar un sellado ajustado.
- Este proceso de ajuste deberá repetirse para cada uso.
- Si el tapón para el oído es demasiado grande, retire una parte pequeña y repita el proceso de ajuste.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

- Si experimenta una presión excesiva sobre el tímpano, retire el tapón para el oído y repita el proceso de ajuste.
- Use tapones para el oído solo según las instrucciones. Si el tapón para el oído se hace demasiado pequeño, puede quedarse atrapado en el oído y causar daños.
- Los tapones para el oído deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños. Si los niños los usan, deben estar supervisados por un adulto. La ingestión o la inserción en la nariz pueden interferir con la respiración y provocar lesiones graves.
- Evite insertar los tapones para los oídos demasiado en el oído, porque podrían ser difíciles de quitar.
- Deseche los tapones para los oídos si comienzan a romperse o desintegrarse.
- Los tapones auditivos son reutilizables, por lo que para mantenerlos limpios y aumentar su longevidad, láveles regularmente con agua tibia y déjelos secar antes de volver a usarlos.
- Aunque son reutilizables, reemplace los tapones para los oídos con regularidad para evitar irritaciones o infecciones.

INSTRUCTIES VOOR HET INBRENGEN



- Plaats één oordopje tegelijk.
- Droog je handen en oren voordat je de oordopjes inbrengt.
- Rol het oordopje in je handen in een uitgerekte ovale vorm.
- Houd de bovenkant van het oor vast en trek voorzichtig omhoog en naar buiten om de gehoorgang te openen.
- Plaats het uiteinde van het oordopje in je oor.
- Druk naar beneden en houd je vinger of duim 10-15 seconden op het oordopje totdat het plat wordt en een goede afsluiting vormt.
- Dit inbrengproces moet voor elk gebruik herhaald worden.
- Als het oordopje te groot is, verwijder dan een klein stukje en herhaal het inbrengproces.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN & AANBEVELINGEN

- Als je overmatige druk op het trommelfluis ervaart, verwijder dan het oordopje en herhaal het inbrengproces.
- Gebruik de oordopjes alleen zoals voorgeschreven. Als het oordopje te klein is gemaakt, kan het oordopje in het oor vast komen te zitten en schade veroorzaken.
- Houd oordopjes buiten het bereik van kleine kinderen. Als ze door kinderen worden gebruikt, moeten ze onder toezicht van een volwassene staan. Inslikken of in de neus steken kan deademhaling belemmeren en ernstig letsel veroorzaken.
- Vermijd het te ver inbrengen van de oordopjes in het oor omdat ze moeilijk te verwijderen kunnen zijn.
- Gooi de oordopjes weg als ze beginnen te breken of te desintegreeren.
- De oordopjes zijn herbruikbaar, dus houd ze schoon en verleng hunlevensduur door ze regelmatig te wassen met warm water en te laten drogen voordat je ze opnieuw gebruikt.
- Hoewel herbruikbaar, vervang oordopjes regelmatig om irritatie of infectie te voorkomen.

ANWENDUNGSANLEITUNG



- Setzen Sie die Gehörschutzstöpsel nacheinander ein.
- Trocknen Sie vor dem Einsetzen Hände und Ohren.
- Rollen Sie den Gehörschutzstöpsel in der Hand zu einer länglichen, ovalen Form.
- Halten Sie die Spitze Ihres Ohres fest und ziehen Sie es vorsichtig nach oben und außen, um den Gehörgang zu öffnen.
- Setzen Sie das Ende Ihres Gehörschutzstöpsels in Ihr Ohr ein.
- Drücken Sie mit Ihrem Finger oder Daumen 10-15 Sekunden lang auf den Gehörschutzstöpsel, bis er flach wird und sich zu einer angenehmen Versiegelung formt.
- Dieser Einsetzvorgang muss bei jedem Gebrauch wiederholt werden.
- Wenn der Gehörschutzstöpsel zu groß ist, entfernen Sie ein kleines Stück und wiederholen Sie den Einsetzvorgang.

SICHERHEITSWARNUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

- Falls Sie einen zu hohen Druck auf das Trommelfell spüren, entfernen Sie bitte den Gehörschutzstöpsel und wiederholen Sie den Einsetzvorgang.
- Benutzen Sie die Gehörschutzstöpsel nur nach Anweisung. Falls der Stöpsel zu klein geworden ist, kann er sich im Ohr festsetzen und Schäden verursachen.
- Gehörschutzstöpsel bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls sie von Kindern verwendet werden sollen, sollten diese von einem Erwachsenen überwacht werden. Falls die Stöpsel verschluckt oder in die Nase eingeführt werden, kann dies die Atmung beeinträchtigen und zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie es, die Gehörschutzstöpsel zu weit ins Ohr einzuführen, da sie dann schwierig zu entfernen sind.



Distributed by:
Mendota Merchants LLC
8 The Green, Suite 7347
Dover, DE 19901

